

Věc: Jak se připravit na převzetí lehátka od ROUSEK s.r.o. v roce 2022

- 1) Pokud lehátko přiveze přepravní firma bude na paletě, kterou si řidič odveze
- 2) Při předávání lehátka je řidič povinen s pomocí osoby ze strany objednavatele přesunout za 1. uzamykatelné dveře.
- 3) Lehátko je po rozbalení připraveno k provozu.
- 4) Návod k použití je v modrých plastových deskách, má cca 20 stran, vždy ponechat 1x kopii výtisk pro obsluhu lehátka. Návod k použití lze také na vyžádání zaslat v elektronické podobě na vámi uvedený email, možné i dodatečně.
- 5) U všech elektrických lehátek je zakázáno je přenášet za horní čalouněnou desku, která je vyjetá v nejvyšší poloze a také je nutno min. 20 min. ponechat na pracovišti pro vyrovnání teplot mezi místností a ovladačem.
- 6) Lehátka jsou vedená jako zdravotnická a vztahuje se na ně BTK (Bezpečnostně technická kontrola). Kontrolu je nově možno již objednat na webových stránkách <https://www.rousek.eu/objednani-btk>
- 7) Lehátka mají status zdravotnický prostředek a v nejbližší době budou také všechna evidenční čísla nahlašována na Eudamed ohledně snadné dohledatelnosti v celé EU. Důvod je především bezpečnostní, kdy jako v automobilech se může stát, že výrobce nahlásí, že typy lehátek od č. toho a č. toho mají tu a tu závadu je potřeba udělat nápravná opatření.
Proto při prodeji lehátka nebo likvidaci je nutné to sdělit výrobcí nebo distributorovi.

Děkuji za nákup našeho výrobku Ať vám pracuje mnoho let *Rousek Roman* – jednatel

ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
DIČ CZ27544737 IČ 27544737
tel: 491 470 767



Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Fakturační adresa: Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba: 7-11.30, 12-15.30 h.
Tel. +420 491 470 767
č. účtu: 43-2597160267/0100
e-mail: rousek@rousek.eu
www.rousek.eu