



*ilustrační obrázek  
lehátko GH2 s podhlavníkem 64 cm  
pojezdovými kolečky a držákem role*

### Účel použití

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů.

Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu.

V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie.

Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, maséren, wellnessů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.

**Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.**

### Určení pacienta u lehátka GH2

- pro dospělé pacienty s hmotností  $\geq 40$  kg, s výškou  $\geq 146$  cm, s BMI  $\geq 17$  a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení
- pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!

Lehátko GE2 může být používáno dětskými pacienty **pouze při dodržení následující podmínky.**

**Při použití lehátka GH2 s dlouhým (64 cm) podhlavníkem dětským pacientem musí být podhlavník vždy ve vodorovné poloze, nepřizvednutý a pacient musí být pod dozorem odpovědné proškolené osoby.**

### Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydraulickým pohonem ovládaným nožním pedálem
- Bez otvoru pro obličej
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

## Technické parametry

<b>Rozměr ložné plochy</b>	68x195 cm (standardní), 76x195 cm (rozšířená) <i>při změně výšky je třeba počítat s rezervou cca 20 cm (lehátko při ohybu nabíhá do délky)</i>
<b>Výška</b>	46 až 91 cm <i>plynule nastavitelná v celém rozsahu</i>
<b>Nastavení výšky</b>	hydraulickým pohonem
<b>Délka podhlavníku</b>	46 cm nebo 64 cm
<b>Naklopení podhlavníku</b>	-42° až + 30° (podhlavník s délkou 46 cm) 0° až + 60° (podhlavník s délkou 64 cm) <i>plynulé nastavení v celém rozsahu nadlehčení pomocí plynové pružiny</i>
<b>Výška čalounění</b>	4 cm (2 cm tužší pěna a 2 cm měkká PUR pěna)
<b>Hmotnost</b>	65 kg (v základním provedení)
<b>Maximální hmotnost pacienta</b>	170 kg
<b>Max. celkové zatížení lehátka</b>	174 kg

## Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 2 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.


## Volitelné parametry lehátka

Provedení podhlavníku	Jednodílný v délce 46 cm	S otvorem pro obličej včetně krytky Bez otvoru pro obličej
	Jednodílný v délce 64 cm	S otvorem pro obličej včetně krytky Bez otvoru pro obličej
Šířka ložné plochy	68 cm (standardní) 76 cm (rozšířená)	
Pojezdová kolečka	Bez koleček Centrálně ovládaná pojezdová kolečka ( <i>nelze dodatečně dokoupit</i> )	
Ovládání	pedál na obou stranách lehátka	
Područky	Bez područek Naklápěcí područky ( <i>nelze dodatečně dokoupit</i> )	


## Volitelné příslušenství

Držák role hygienické podložky	Držák na roli hygienické podložky umístěný pod podhlavníkem Držák na roli hygienické podložky umístěný u noh ( <i>nelze dodatečně dokoupit</i> )
--------------------------------	---

## Vzorník barev konstrukce



RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

## Vzorník koženek


### Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková



20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

### Koženky z řady Plus (řada 30)



30TN98  
bílá



30TN10  
krémová




30TN30  
písková




30TN57  
kukuřicová



30TN07  
mango



30TN42  
šafrán



30TN343  
limonáda



30TN556  
oranžová



30TN557  
karneol



30TN54  
ohnivá



### Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná  
**DIN EN ISO 5470-2**  
**> 100 000 Martindale**



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve  
zdravotnictví  
**DIN EN ISO 10993-5+10**



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení

### Lehátko GH2

- ✓ s podhlavníkem o délce 46 cm
- ✓ s otvorem pro obličej včetně krytky



### Lehátko GH2

- ✓ s podhlavníkem o délce 64 cm
- ✓ s otvorem pro obličej včetně krytky