

Lehátko

GH3 Classic

výškově stavitelné

hydropohonem,

třídílná ložná plocha



Ilustrační obrázek lehátka
v provedení RAL 6027 a koženka č. 31
(další varianty zobrazeny na straně 4)

Účel použití

Lehátko GH3 Classic je výškově stavitelné hydropohonem je určeno na klinická a fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, v ordinacích praktických i odborných lékařů, jako např. ambulance plastické nebo žilní chirurgie a pro drobné chirurgické zákroky a k ošetření pacienta bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Lehátka výškově stavitelná hydropohonem jsou určena pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie. Slouží pro pacienty k základnímu ošetření a stanovení diagnózy při plném vědomí. Nesmí být používáno pacienty v narkóze. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, maséren, wellnesů a dalších zařízení vždy za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Lehátko je určeno pro pacienty nad 100 cm výšky. Pro pacienty od 3 let věku do výšky pacienta 100 cm lze použít pouze za předpokladu, že je ložná plocha lehátka v nejnižší výšce.

Lehátko se nesmí používat pro pacienty do věku 3 let.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Třídílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydropohonem – nožním pedálem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 10/2019

Technické parametry

• Rozměry ložné plochy	68 x 195 (cm)
• Pohon	hydropohon
• Výšková stavitelnost	45 – 90 (cm)
• Délka podhlavníku	45 cm
• Naklopení podhlavníku	-50° až + 30°, nadlehčení pomocí plynové pružiny
• Naklopení středního dílu	pevný střední díl
• Naklopení nožního dílu	0° až + 80°
• Tloušťka čalounění	4 cm (2 cm pojený tužší molitan + 2 cm měkký PUR molitan)
• Nosnost lehátka	170 kg
• Hmotnost	75 kg

Bezpečnostně technická kontrola (PBTk): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky

Volitelné možnosti za příplatek

- možnost bez otvoru pro obličej (v tomto případě bude poskytnuta sleva)
- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky pod podhlavník
- možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit)
- možnost 3-dílný podhlavník v délce 45 cm náklonný od -20° do +30°
- možnost držáku infuzního stojanu z levého nebo pravého boku lehátka v místě podhlavníku



Vzorník koženek




č. 10 světle béžový mramor




č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená




č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá




č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová




č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.

Lehátko GH3 Classic v provedení RAL 6027 a koženka č. 31 tyrkys

Ilustrační obrázek



Lehátko GH3 Classic v provedení RAL 9006 a koženka č. 81 bílá

Ilustrační obrázek



Možnost třídílný podhlavník v délce 45 cm

Ilustrační obrázek

