



Ilustrační obrázek

Účel použití

Transportní lehátko je vhodné pro transport pacientů zaškolenou obsluhou uvnitř budovy po rovných a dostatečně pevných podlahách. Lze ho použít při převážení pacientů z lůžka například na vyšetření rentgenem, k zákrokům prováděných na operačních stolech, k fyzikálnímu, klinickému vyšetření pacientů při plném vědomí a v analgosedaci, k provádění menších chirurgických zákroků a endoskopických výkonů a pro ambulance I. pomoci. U pacientů v analgosedaci je možno transportní lehátko použít k výše uvedeným výkonům pod podmínkou zvednutých postranic a trvalého dohledu odborného personálu.

Pevná kovová konstrukce

- Pro převoz pacientů v interiéru
- Hydropohon s ovládacími pákami na obou bocích lehátka
- Dvou segmentová neodnímatelná ložná plocha
- Ve všech rozích ložné plochy jsou otočné nárazníky
- Nerezová postranice na obou bocích lehátka, postranice sklopné do boku
- Nerezová madla z obou čel lehátka
- Nerezová medi lišta (euro lišta 25 mm x 10 mm) po obvodu lehátka slouží také k ochraně koženky
- Otvory ø13 pro infuzní stojan v rozích u hlavového dílu
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- Výšková stavitelnost 49–94 (cm)
- Vnější rozměry 75 x 205 (cm)
- Rozměr ložné plochy 66 x 195 (cm)
- Délka podhlavníku 64 cm
- Naklopení podhlavníku 0° až + 60°, nadlehčení pomocí plynové pružiny
- Tloušťka čalounění 4 cm
- Kolečka průměr 150 mm, centrálně ovládaná
- Nosnost lehátka 170 kg (maximální hmotnost pacienta)
- Hmotnost lehátka 80 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 2 letech na základě vaší písemné objednávky

Volitelné možnosti za příplatek

- Možnost přidání výsuvného nerezového stojanu s dvěma háčky např. pro drátěný držák infuzní lahve
- Možnost přidání 2 párů zajišťovacích stavitelných pásů
- Možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky o šíři max. 50 cm pod podhlavník
- Možnost antistatické verze koleček (1 ks pod podhlavníkem, označeno na kolečku žlutou tečkou)
- Naklopení nožního dílu 0° až + 10° (pomocí Rastomatu celkem ve 4 polohách)

Ilustrační obrázky volitelných možností

- Výsuvný nerezový stojan pro držák infuzní lahve, nosnost 2 kg



- 2 páry zajišťovacích stavitelných pásů



- Držák na roli papírové podložky o šíři max. 50 cm



- Naklopení nožního dílu 0° až + 10°



Odkládací košík – možné i vyjmout

- v barvách šedé, červené, žluté a modré



Vzorník koženek



č. 10 světle béžový mramor



č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená



č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá




č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová




č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.