



Lehátko

RS100

jednodílné



Ilustrační obrázek

Účel použití

Lehátka RS100 a Lehátko RS100 se zvýšeným čalouněním s klínem v hlavové části jsou určena k používání pro pacienty např. rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur (vhodné použití k odpočinku, uklidnění a relaxaci po procedurách a při psychoterapii) za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko RS100 (se standardním čalouněním) je vhodné i jako vyšetřovací lehátko pro ambulance. Je vhodné i pro místnosti 1. pomoci, ambulance praktických a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I. (nesterilní neměřicí).

Popis lehátka

- Pevná kovová konstrukce
- Jednodílná ložná plocha
- Jedna stavitelná noha pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|---------------------------|--|
| • Rozměr ložné plochy | 68 x 195 cm (po dohodě lze udělat šířku mezi 60 až 100 cm) |
| • Výška k vršku čalounění | 60 nebo 75 cm nebo max. 80 cm |
| • Tloušťka čalounění | 4 cm (2 cm pojený tužší molitan ve spodu + 2 cm měkký PUR molitan) |
| • Nosnost lehátka | 180 kg |
| • Hmotnost | 30 kg |


Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se u tohoto typu neprovádí

Volitelné možnosti za příplatek

- Možnost vyrobít bez otvoru pro obličej (u Lehátka RS100, bude poskytnuta sleva)
- Možnost přidání držáku na roli zdravot. papírové podložky (ze strany podhlavníku standard)
- Možnost přidání bílé odkládací lamino desky 53 x 168 cm pod ložnou plochou (hmotnost +14 kg)
- Nasouvací nohy u Lehátka RS100 mohou být nerezové
- z důvodů vlhkého prostředí



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 1/2018

Vzorník koženek



č. 10 světle béžový mramor



č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená



č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá



č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová



č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.