

lehátko

RS110

s pevnou výškou,
dvoudílná ložná plocha



Ilustrační obrázek
lehátka s výškou 75 cm

Účel použití

Rehabilitační a vyšetřovací lehátko RS110 je určeno k používání pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Dále je určeno jako vyšetřovací lehátko pro ambulance. Vyhovuje i pro masáže a lázeňské procedury. Je vhodné pro ambulance praktických lékařů a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření i pro místnosti 1. pomoci. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I. (nesterilní neměřicí).

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha s podhlavníkem 64 cm
- S otvorem pro obličej
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|---------------------------|---|
| • Rozměr ložné plochy | 68 cm x 195 cm |
| • Výška k vršku čalounění | 60 nebo 75 cm |
| • Délka podhlavníku | 64 cm |
| • Naklopení podhlavníku | 0° až + 60°, nadlehčení pomocí plynové pružiny |
| • Tloušťka čalounění | 4 cm (2 cm pojený tužší molitan + 2 cm měkký PUR molitan) |
| • Nosnost lehátka | 180 kg |
| • Hmotnost | 35 kg |

Bezpečnostně technická kontrola (PBTk): se provádí po 4 letech na základě vaší objednávky

Volitelné možnosti za příplatek

- Možnost bez otvoru pro obličej (bude poskytnuta sleva)
- Možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky (ze strany podhlavníku standard)
 - držák na roli zdravotnické papírové podložky o šíři max. 60 cm
 - držák na roli zdravotnické papírové podložky o šíři max. 70 cm – POZOR tento držák lehce přechází přes čalounění lehátka
- Lze vyrobit v šíři ložné plochy 76 cm
- Lze vyrobit v délce ložné plochy min. 180 cm, (vč. přetaženého PUR přes hrany)
- Nasouvací nohy lehátka mohou být nerezové, mokré provozy, viz obrázek

Obrázky volitelných možností

Držák na roli zdravotnické papírové podložky o šíři max. 60 cm



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 10/2019

Vzorník koženek



č. 10 světle béžový mramor




č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená




č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá



č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová




č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.